



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **PRIMER HALOGÊNESIS**
Linha: COMPLEMENTARES

Código do produto: **PP.2500**
Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS

Produto bi-componente a base de solvente orgânico desenvolvidos para garantir a qualidade de uma estampa, com a função de promover a aderência da tinta SERIPLAST ou SERIDUR em substratos com EVA/Borracha (chinelos).

Este produto é fornecido bi-componente já na proporção, mas se for necessário, fazer a mistura nas seguintes porcentagens:

- 97% Primer Halogênese Componente A
- 03% Primer Halogênese Componente B

Observação: Após feito a mistura, este produto terá um pot-life de 2 horas. Manter sempre o produto em ambientes frescos e embalagem fechada.

APLICAÇÃO

O Primer Halogênese é um produto incolor e líquido. É aplicado por pulverização, pincel, rolo ou sistema boneca direto no substrato na área onde será estampado. A secagem é realizada ao ar ambiente por 10 minutos. Depois de aplicado, estampar a tinta Gênese indicada para o substrato escolhido (EVA). Após aplicar do PP.2500, terá no máximo 2 horas para receber a tinta por cima.