



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **REMOVEDOR DE ADESIVO DE TACK
PERMANENTE**

Código do produto: **RP.095**

Linha: **COMPLEMENTARES**

Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Produto líquido isento de materiais tóxicos ou corrosivos, indicado para remoção de Adesivo de Tack Permanente utilizado sobre napas, fórmicas, alumínio, placas de duratex, vidro e outros materiais em mesas de impressão.

Para aplicação, utilizar uma estopa ou pincel e aplicar o produto sobre a área aplicada com o Adesivo de Tack Permanente. Deixar em repouso por aproximadamente 3 minutos, tempo suficiente para amolecimento total do adesivo. Com auxílio da estopa umedecida com água, fazer a remoção. Não utilizar espátulas metálicas ou similares para não danificar a superfície da mesa.