



Genesis



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **TINTA PARA BALÃO**  
Linha: BASE SOLVENTE

Código do produto: **TB.**  
Data: 06/07/23

### CARACTERÍSTICAS

Tinta serigráfica à base de resinas vinílicas e solventes orgânicos.

### INDICAÇÕES

Para impressão serigráfica sobre produtos de látex como balões, bexigas, placas, bolas e cartões.

### PROPRIEDADES

Tinta de acabamento fosco, ótima cobertura, flexibilidade e longa durabilidade quando exposto ao exterior e resistente à luz.

### PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas, gorduras ou desmoldantes.
- Da tinta: A tinta deve ser agitada antes do uso e diluída de acordo com a necessidade, utilizando **Solvente para Tinta Balão TB.0590** ou **Solvente Retardador para Tinta Balão TB.0595** em climas quentes e secos. A quantidade de solvente ou retardador é de aproximadamente 10%. Todas as cores são miscíveis entre si.
- Da matriz: Em nylon ou poliéster de 77-100 fios, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Solvente E5005.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

Indispensável imprimir com a matriz fora de contato com o substrato, em rodo de dureza médio-alta (65-75 shores) e corte vivo, ângulo de 45°, velocidade média e pressão média-alta.

### SECAGEM

Tinta de secagem ao ar ambiente, livre de toque em 30 segundos, manuseio em 1 hora e secagem total de 12 horas. Para evitar blocagem no empilhamento, aguardar secagem total da tinta para completa evaporação dos solventes.