



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesisintintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **PRO PRIMER PARA METAL**
Linha: COMPLEMENTARES

Código do produto: **PP4100**
Data: 30/08/22

DESCRIÇÃO

O produto é uma laca líquido a ser usado para melhorar a aderência em superfícies de metal no transfer laser. Produto a base de solventes orgânico alifáticos e aromáticos

CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES

O PRO PRIMER PARA METAL PP4100 é um produto incolor (levemente amarelado) e líquido. É aplicado por pulverização, pincel, rolo ou sistema boneca direto no substrato na área onde será estampado.

A secagem é realizada ao ar ambiente por 2-5 minuto e o produto é fornecido pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE

Remover todas as impurezas presentes na superfície como pó, manchas e gorduras, graxas e outros. Para isso recomendamos o uso do CLEANER PRO PRIMER LIMPADOR PP.4910.

METODO DE APLICAÇÃO

Agitar bem o produto antes de usar. Remova o lacre do bico aplicador;
Aplicar por pulverização, pincel, rolo ou sistema boneca direto no substrato na área onde será estampado (transfer laser) de maneira uniforme e uma camada fina;
Após isso, esperar de 2 a 5 minutos para a secagem;
Para melhor performance do produto, faça a transferência no tempo máximo de 1 hora após a aplicação do PRO PRIMER.

EMBALAGENS

Frasco de 150ml e de 900ml

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Produto válido com 12 meses fechado. Recomendamos sempre armazenar ou estocar em ambiente que não tem luz solar direta e indireta sobre o produto, com temperatura estável entre 20-25°C. Após aberto, recomendamos o mesmo procedimento, porém SEMPRE manter o frasco fechado para evitar o desprendimentos de vapor.

OBS

Produto inflamável. Somente para uso profissional. Uso obrigado de EPIs.
Tenha sempre em mãos a FISPQ do produto para qualquer eventual

Recomendamos SEMPRE fazer testes prévios antes de usar em alta escala devido a grande variação de metal disponíveis.